

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

winnie wagon

carrito winnie

winnie wagon



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

installation instructions

1. To assemble rear wheels, place washers (6), springs (2), cotter pins (2), and axle caps in an area next to Winnie Wagon.
2. Turn wagon upside down with rear axles exposed.
3. Place washers, spring, and wheel washer over axle in that order (see Figure 1).
4. Slide wheel cap over axle and slide cotter pin through axle cap and axle (see Figure 2).
5. With pliers, bend cotter pin to ensure a secure fit.

figure 1





figure 2



lifetime limited warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2005 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

instrucciones de instalacion

1. Para armar las ruedas traseras, coloque dentro las arandelas (6), resortes (2), chavetas (2) y las tapas del eje, están próximos al Carrito Winnie.
2. Coloque el carrito boca abajo con los ejes posteriores expuestos.
3. Ubique en este orden: arandelas, resorte, arandela de la rueda, sobre el eje (ver Figura 1).
4. Deslice la arandela tapa del eje sobre el mismo y deslice la chaveta atravesando la tapa del eje y el eje (ver Figura 2).
5. Doble la chaveta con un alicate para asegurar una adaptación firme.

figure 1





figure 2



garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2005 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

directives d'installation

1. Pour assembler les roues arrières, disposer près du Winnie wagon, les 6 rondelles d'espacement, les 2 ressorts, les 2 goupilles et les capuchons de recouvrement des essieux.
2. Retourner le Winnie Wagon à l'envers, les essieux vers le haut.
3. Insérer dans l'ordre, les rondelles, le ressort, et la roue sur l'essieu (Voir Figure 1).
4. Placer le rondelle capuchon sur l'extrémité de l'essieu et insérer une goupille au travers du capuchon et de l'essieu.
5. À l'aide d'une pince, replier la goupille afin d'assurer la solidité de l'installation.

figure 1





figure 2



garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2005 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine