

MICHAEL GRAVES
active living
COLLECTION™

**Height Adjustable
Tub Rail With Soft Cover
Instructions & Warranty**

**Barre D'appui à Hauteur
Réglable Pour Baignoire
Avec Gaine Souple
Les Instructions
& La Garantie**

**Barra Para Banera
De Altura Ajustable
Con Cobertor Blando
Les Instrucciones
& La Garantia**



EU Authorized Representative
Drive International, LLC
Globe Lane - Stockport
DUKINFIELD SK16 4RE, GB

www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA
Made in China

Item # MG12050SC



Installation Instructions

1. Clean bathtub thoroughly and wipe dry before applying rail. Contact surfaces must be dry and free of soapy residue to assure secure installation.
2. Loosen knob (A) until rail is wide enough to slip on side of bathtub.
3. Place Safety Rail on bathtub with knob (A) facing outside of tub and tighten until rail feels tight and secure.
4. To test installation of rail, pull forward, back and side to side. If rail slips or moves, make sure surface is free of soapy film and is dry, then replace at desired location and retighten.

Height Adjustment

After the tub rail is installed on the tub, remove the locking collars. Once removed, pull up or push down from the top of the handle to the desired height. Once the desired height is determined, making sure both holes line up, replace the both locking collars. Be sure the locking pins go through the tubing and protrudes on the opposite side.

NOTE: Safety Rail often requires retightening from time to time. Check periodically before use and retighten as needed.

CAUTION: Please use extreme care when installing on fiberglass tubs. DO NOT OVERTIGHTEN as the clamp may crack the fiberglass.

Limited Lifetime Warranty

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



Instructions De Montage

1. Bien laver et sécher les parois de la baignoire avant d'y fixer la barre de sécurité. Les surfaces de contact doivent être sèches, sans aucune trace de savon, pour assurer une parfaite adhésion.
2. Desserrer le bouton (A) jusqu'à ce que la barre soit assez large pour glisser jusqu'à la paroi de la baignoire.
3. Placer la barre de sécurité sur la baignoire de façon à ce que le bouton (A) soit tourné vers l'extérieur et le serrer jusqu'à ce que la barre soit bloquée.
4. Pour vérifier l'installation, tirer en avant, en arrière, d'un côté et de l'autre. Si la barre glisse ou bouge encore, s'assurer que la surface de la baignoire n'a aucune trace de savon et qu'elle est sèche, replacer ensuite à l'endroit désiré et bien serrer.

Reglage De Pointure

Après avoir installé la barre de sécurité de la baignoire, enlever les colliers de verrouillage. Une fois enlevé, lever ou descendre la poignée jusqu'à la hauteur désirée. Ensuite, replacer les deux colliers de verrouillage après vous être assuré que les deux trous sont alignés. Vérifier que les clavettes de verrouillage passant dans le tube ressortent bien de l'autre côté.

REMARQUE: La barre de sécurité doit être resserrée de temps en temps Vérifier périodiquement avant utilisation et resserrer au besoin.

MISE EN GARDE: Faire très attention lors d'une installation dans une baignoire en fibre de verre. NE PAS TROP SERRER sinon les vis de fixation pourraient fendre la paroi.

Garantie À Vie Limitée


Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de qui ter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu' aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



Instrucciones Para La Instalación

1. Limpie a fondo la bañera y seque con paño seco antes de aplicar la barra. Las superficies de contacto deben estar secas y sin residuos jabonosos para asegurar una instalación firme.
2. Afloje la perilla (A) hasta que la barra esté lo suficientemente abierta para deslizarla sobre un lado de la bañera.
3. Ubique la Barra de Seguridad en la bañera con la perilla (A) hacia afuera de la misma y ajuste hasta que la barra esté ajustada y firme.
4. Para examinar la instalación de la barra, tire hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Si la barra se desliza o se mueve, asegúrese que la superficie no tenga una capa jabonosa y que esté seca, luego reubique en la posición deseada y vuelva a ajustar.

Ajuste De Altura

Después que la barra de la bañera está instalada en la bañera, quite las abrazaderas de traba. Una vez quitadas, tire hacia arriba o empuje hacia abajo desde la parte superior de la manija hasta la altura deseada. Una vez que se determine la altura deseada, asegurándose que ambos orificios estén alineados, coloque nuevamente ambas abrazaderas de traba. Asegúrese que los pernos pasen a través del tubo y sobresalgan por el lado opuesto.

NOTA: A menudo La Barra de Seguridad requiere ser reajustada de vez en cuando Controle periódicamente antes de usarla y vuelva a ajustar si es necesario.

PRECAUCIÓN: Por favor, tenga extremo cuidado cuando la instale en bañeras de fibra de vidrio. NO AJUSTE EN EXCESO ya que la abrazadera puede quebrar la fibra de vidrio.

Garantía Limitada De Por Vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.