

Ultrasonic Cool Mist Pediatric Humidifiers

Humidificadores Pediátricos Ultrasonic de Vapor Frío

Humidificateurs Pédiatriques Ultrasoniques à Vapeur Froide



MQ2200

Ellie the Elephant
Ellie el Elefante
Ellie l'éléphant



MQ2300

Puddles the Pig
Puddles el Cerdito
Puddles le Cochonnet



MQ2400

Davy the Duck
Davy la Patita
Davy le Caneton

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE •
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU EQUIPO •
- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION •

Ultrasonic Cool Mist Pediatric Humidifiers

ELLIE THE ELEPHANT • PUDDLES THE PIG • DAVY THE DUCK

INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS




1. Introduction	Page 2
2. Product Identification	Page 3
3. Important Safeguards and Safety Precautions	Page 4
4. Operation	Page 5
5. Cleaning and Maintenance	Page 5
6. Troubleshooting	Page 7
7. Technical Information	Page 7
8. Warranty	Page 8

1. INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of Drive Medical's Ultrasonic Cool Mist Pediatric Humidifier.

When filling the humidifier, you should always use cool water. Distilled water is recommended for best results. Clean the transducer, water tank, and base on a weekly basis. Replace the used water in the water tank frequently to keep the unit clean. When the unit is not to be used for a long time, do not store water in the water tank. During storage, clean, according to Section 5: Cleaning Instructions, all parts and then place them into the original package.

2. PRODUCT IDENTIFICATION



3. IMPORTANT SAFEGUARDS AND SAFETY PRECAUTIONS

- Do not overfill the water tank. This may cause leaks and/or damage.
- Always hold the water tank with two hands.
- Do not carry the full water tank by the handle.

Operating Precautions

1. Do not add hot water of above 104°F/ 40°C to the water tank to avoid discoloration or distortion.
2. Do not let water flow into the body from the air outlet. Wipe off any water outside and the body with dry cloth.
3. When the room temperature is below 32°F/ 0°C, please empty the water tank and dry base. Freezing water can damage the components.
4. Do not place metals, chemicals and detergents into the water tank, otherwise there might be poor atomization.
5. Do not add any medication, salt, or essential oils into the water tank.
6. When there is much water in the water tank, do not move it about, otherwise water might overflow into the body to cause malfunctions.
7. Do not put the unit at a place with strong light or direct hot air radiation.
8. Keep the humidifier away from furniture and electric appliances.
9. Do not add water into the water tank while still attached to the base or through the mist outlet channel directly.
10. When the unit is not to be used for a long time, please unplug the unit and remove all water from the tank.
11. Never pour out the water remaining in the water tank without the power turned off and the unit unplugged, otherwise the transducer will be burned out immediately.
12. When the water tank is fully loaded, the unit can operate for up to 10-12 hours continuously without replenishment.

Safety Precautions

1. Do not turn on the plug with a wet hand, otherwise there might be the risk of electric shock.
2. Please handle this with the power off and unit unplugged.
3. Do not touch the transduction piece upon starting to avoid the risk of shock.
4. Do not disassemble the unit without cutting off the power to avoid an electric shock.
5. Repairs may only be completed by authorized personnel.
6. Do not attempt to move the humidifier while the unit is in operation.

4. OPERATION

1. Place the humidifier body horizontally at a suitable place.
2. Remove the top by lifting straight up, and overturn the water tank. Screw off the tank cover, and pour in cooled water. Distilled water is recommended for best results. Replace the tank cover tightly to avoid leakage, and reposition the water tank back onto the base of the humidifier.
3. Connect the unit to power supply, turn on the power switch and the humidifying indicator lights will be illuminated.
4. There is no automatic adjustment of humidifying output, which is set to the dryness of your room.
5. When there is no water in the water tank, the built-in safety device will disconnect the atomization circuit automatically. The output from the spray nozzle will stop and the water depletion indicator will illuminate (two colors of the same indicator). To continue the operation, turn off the humidifier and unplug the unit. Add water into the water tank, and reassemble the water tank and humidifier body. Plug the humidifier back in and set to desired mist output.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

It is important to keep your ultrasonic cool mist humidifiers clean. Cleaning and disinfecting on a regular basis is important for maintaining the performance of your humidifier.

IMPORTANT: Do not leave water in the water tank when unit is not in use as it may result in the buildup of mineral deposits and bacteria that can inhibit performance efficiency and operational longevity of the humidifier. If water remains in the water tank for extended periods, bacterial growth is possible.

Daily Maintenance

1. Always turn off and unplug the humidifier from the outlet before cleaning.
2. Empty water from the water tank and water basin daily.
3. Wipe and dry water basin with a clean, dry cloth or paper towel.
4. Replace the water tank.

Weekly Maintenance

1. Always turn off and unplug the humidifier from the outlet before cleaning.
2. Empty water from the water tank and water basin.
3. Fill the water tank with about a half-gallon of lukewarm water. Add 2 tablespoons of white vinegar. Shake vigorously and let sit for 20-30 minutes. Shake vigorously again and empty the water. Thoroughly rinse water tank before reuse.
4. Make similar white vinegar/water solution. Pour into water basin. Let sit for 20-30 minutes, and then empty. Hand rinse water basin. Wipe dry with a clean, soft cloth.
5. Wipe the exterior surface water tank and water basin with a soft, dry cloth.

WARNING: Never submerge the base unit or put directly in water.

End-Of-Season Maintenance & Storing your Humidifier

1. Always turn off and unplug the humidifier from the outlet before cleaning.
2. Empty water from the water tank and water basin.
3. Disinfect water tank and water basin following the Weekly Maintenance Cleaning Instructions.
4. Make sure that water tank has air dried without the water cap secured.
5. Make sure the water basin and water tank are completely dry before end of season storage. Store the humidifier in a cool dry place. Do not store in direct sunlight.
6. Do not place any heavy items on top of humidifier during storage as this may result in possible damage of the humidifier.

6. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
Indicator not illuminated, No air, No mist	• The power plug is not properly plugged. • The power switch is not turned on. • The water level in the water tank is too high or too low.	• Plug the power properly. • Turn on the power switch. • Adjust the water. • Check for correct fit between water tank and base.
Indicator illuminated, With air, No mist	• There is no water in the water tank. • The automatic constant humidity knob is not turned on. • The water level float cap is not held down.	• Fill the water tank. • Turn on the automatic constant humidity knob clockwise. • Hold down the water level float cap.
Mist with odor	• New unit. • The water in the tank is not clean.	• Open the water tank. • Let unit stand outside to air out for 12 hours. • Clean or replace the water tank.
Small mist output	• There is scale formation on the transducer. • The water is dirty or has been stored too long.	• Clean the transducer. • Replace with clean water.

7. TECHNICAL DATA

Specification	MQ2200	MQ2300	MQ2400
Voltage	110V/ 60Hz	110V/ 60Hz	110V/ 60Hz
Power	25W	25W	25W
Moisture	~300 ml/H	~300 ml/H	~300 ml/H
Water tank	1 Gal (3.7 L)	0.85 Gal (3.2 L)	0.85 Gal (3.2 L)
Suitable Room Size	325 Sq ft	325 Sq ft	325 Sq ft

8. WARRANTY

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for one year of the original consumer purchaser for the humidifier. This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

Save these Instructions!

Humidificadores Pediátricos Ultrasonic de Vapor Frío

ELLIE EL ELEFANTE • PUDDLES EL CERDITO • DAVY LA PATITA

INSTRUCCIONES

ÍNDICE




1. Introducción.....	Página 9
2. Identificación del Producto	Página 10
3. Medidas Importantes de Seguridad y Precauciones de Seguridad	Página 11
4. Funcionamiento.....	Página 12
5. Limpieza y Mantenimiento.....	Página 12
6. Resolución de Problemas	Página 14
7. Información Técnica	Página 14
8. Garantía	Página 15

1. INTRODUCCIÓN

Lo felicitamos por su compra del Humidificador Pediátrico Ultrasonic de Vapor Frío de Drive Medical.

Al llenar el humidificador, siempre debe usar agua fría. Se recomienda utilizar agua destilada para obtener mejores resultados. Limpie el transductor, el tanque de agua, y la base semanalmente. Reemplace el agua usada en el tanque de agua para mantener la unidad limpia. Cuando no va a usar la unidad por un periodo de tiempo largo, no deje el agua en el tanque de agua. Durante el almacenamiento, limpie la unidad de acuerdo con la sección 5: Siga las instrucciones de limpieza en todas las piezas y luego colóquelas dentro del empaque original.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



3. MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE SEGURIDA

- No llene de más el tanque de agua. Esto puede ocasionar fugas y/o daños.
- Sujete el tanque de agua con dos manos en todo momento.
- No acarree el tanque de agua lleno por el mango.

Precauciones de Funcionamiento

1. No agregue agua caliente con temperaturas arriba de 104°F/ 40°C al tanque para evitar la decoloración o distorsión.
2. No permita que el agua fluya dentro de la estructura principal a través de la entrada de aire. Limpie el agua que caiga sobre la estructura principal con un paño seco.
3. Cuando la temperatura del cuarto sea menor a 32°F/ 0°C, vacíe el tanque y la base seca. El agua congelada puede dañar los componentes.
4. No coloque metales, sustancias químicas y detergentes dentro del tanque de agua, de ser así se podría tener una atomización ineficiente.
5. No agregue ningún medicamento, sal o aceites esenciales en el tanque de agua.
6. Cuando el tanque de agua tenga mucha agua, no lo mueva mucho, de ser así el agua puede fluir dentro de la estructura principal y ocasionar problemas.
7. No coloque la unidad en un lugar con luz intensa o con radiación directa de aire caliente.
8. Mantenerlo alejada de muebles o aparatos electrodomésticos.
9. No agregue agua directamente dentro del tanque de agua mientras todavía unido a la base o a través de canal de salida de vapor.
10. Cuando no va a utilizar la unidad por largos periodos de tiempo, desconecte la unidad y vacíe toda el agua del tanque.
11. Nunca vacíe el agua que queda en el tanque de agua sin primero apagar la unidad y desenchufar la unidad, de no ser así, el transductor se puede quemar inmediatamente.
12. Cuando el tanque de agua esté completamente lleno, la unidad puede funcionar continuamente por hasta 10 a 12 horas sin tener que reponerla.

Precauciones de Seguridad

1. No encienda el enchufe con la mano mojada, de ser así pudiera existir el riesgo de descarga eléctrica.
2. Cuando el elemento principal esté inclinado, manéjelo con el suministro de electricidad apagado y la unidad desenchufada.
3. No toque la parte del transductor al encenderlo para evitar el riesgo de descarga.
4. No desarme la unidad sin cortar el suministro de energía eléctrica para evitar una descarga eléctrica.
5. Las reparaciones deben ser completados por el personal autorizado.
6. No intente mover el humidificador mientras la unidad está en funcionamiento.

4. FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el elemento principal del humidificador en un lugar adecuado.
2. Para moverlo, levántelo directamente hacia arriba y volteé el tanque de agua. Quite la tapa del tanque y vierta agua fría. Se recomienda utilizar agua destilada para obtener mejores resultados. Reemplace la tapa del tanque y apriétela para evitar fugas, vuelva a colocar el tanque de agua dentro de la base del humidificador.
3. Conecte la unidad al suministro de energía, encienda el interruptor de potencia y se encenderán las luces del humidificador.
4. No hay un ajuste automático de humidificación de salida, que se fija a la sequedad de su cuarto.
5. Cuando el tanque de agua ya no tiene agua, el dispositivo integrado de seguridad desconectará automáticamente el circuito de atomización. La salida desde la boquilla de rociado se detendrá y el indicador de agotamiento de agua se encenderá (dos colores del mismo indicador). Para continuar la operación apague el humidificador y desconecte la unidad. Agregue agua dentro del tanque de agua, y vuelva a armar el tanque del agua y el elemento principal del humidificador. Conecte de nuevo el humidificador y configure la salida de rocío deseada.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es importante mantener limpios sus humidificadores ultrasónicos de rocío templado. La limpieza y desinfección de forma regular es importante para mantener el rendimiento de su humidificador.

IMPORTANTE: No deje el agua en el tanque de agua cuando no utilice la unidad ya que esto puede resultar en la acumulación de depósitos minerales y bacteria que pueden inhibir la eficiencia de rendimiento y la duración del funcionamiento del humidificador. Si el agua permanece en el tanque de agua por largos periodos de tiempo, es posible el crecimiento bacteriano.

Mantenimiento Diario

1. Apague y desconecte en todo momento el humidificador de la toma de corriente antes de su limpieza.
2. Vacíe el agua a diario del tanque de agua y el tazón de agua.
3. Limpie y seque el tazón de agua con un paño limpio y seco o toallas de papel.
4. Reemplace el tanque de agua.

Mantenimiento Semanal

1. Apague y desconecte en todo momento el humidificador de la toma de corriente antes de su limpieza.
2. Vacíe el agua del tanque de agua y del tazón de agua.
3. Llene el tanque de agua con aproximadamente medio galón de agua tibia. Agregue 2 cucharadas de vinagre blanco. Agite vigorosamente y deje reposar por 20 a 30 minutos. Agite vigorosamente de nuevo y vacíe el agua. Enjuague minuciosamente el tanque de agua antes de volverlo a usar.
4. Haga una solución similar de vinagre blanco y agua. Vacíela dentro del tazón de agua. Déjela reposar por 20 a 30 minutos y luego vacíe. Enjuague el tazón de agua a mano. Seque con un paño limpio y suave.
5. Limpie la superficie exterior del tanque y el tazón de agua con un paño limpio y suave.

ADVERTENCIA: Nunca sumerja ni coloque la base de la unidad directamente en agua.

Mantenimiento y Almacenamiento de su Humidificador al Final de la Temporada

1. Apague y desconecte en todo momento el humidificador de la toma de corriente antes de su limpieza.
2. Vacíe el agua del tanque de agua y del tazón de agua.
3. Desinfecte el tanque y el tazón de agua después de seguir las instrucciones semanales de limpieza de mantenimiento.
4. Asegúrese que el tanque de agua se secó al aire sin la tapa de agua en su lugar.
5. Asegúrese de que el tanque y tazón de agua estén completamente secos antes de almacenarlo durante el final de la temporada. Guarde el humidificador en un lugar fresco y seco. No lo guarde bajo la luz directa del sol.
6. No coloque ningún artículo pesado sobre el humidificador durante su almacenamiento ya que esto podría resultar en posibles daños al humidificador.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	QUE HACER
El indicador no enciende, no hay aire, no hay vaho	• El enchufe no está conectado adecuadamente. • El interruptor de corriente no está encendido. • El nivel de agua en el tanque de agua es muy alto o bajo.	• Conecte el enchufe adecuadamente. • Encienda el interruptor de encendido. • Ajuste el nivel del agua. • Revisar el ajuste correcto entre el tanque de agua y la base.
Indicador encendido, con aire, no hay vaho	• El tanque de agua no tiene agua. • La perilla automática de humedad constante no está encendida. • La tapa del flotador de nivel de agua no está hacia abajo.	• Llene el tanque de agua. • Gire la perilla automática de humedad constante hacia la derecha. • Coloque hacia abajo la tapa del flotador del nivel de agua.
Rocío con olor	• Unidad nueva. • El agua dentro del tanque no está limpia.	• Abra el tanque de agua. • Colóquelo en la sombra por 12 horas. • Limpie o reemplace el tanque de agua.
Muy poca salida de niebla	• No existe información de escala en el transductor. • El agua está muy sucia o se ha almacenado por mucho tiempo.	• Limpie el transductor. • Reemplace con agua limpia.

7. DATOS TÉCNICOS

Especificación	MQ2200	MQ2300	MQ2400
Voltaje	110V/ 60Hz	110V/ 60Hz	110V/ 60Hz
Energía	25W	25W	25W
Humedad	~300 ml/H	~300 ml/H	~300 ml/H
Tanque de agua	3.7 L (1 Gal)	3.2 L (0.85 Gal)	3.2 L (0.85 Gal)
Tamaño Adecuado del Cuarto	30 m ² (325 pies cuadrados)	30 m ² (325 pies cuadrados)	30 m ² (325 pies cuadrados)

8. GARANTÍA

Su producto marca Drive está garantizado para estar libre de defectos en materiales y fabricación por un año para el comprador original del humidificador.

Este aparato se construyó de acuerdo a estándares de exactitud y fue inspeccionado cuidadosamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una muestra de nuestra confianza en los materiales y fabricación de nuestros productos y en nuestra aseveración al consumidor de años fiables de servicio.

Esta garantía no cubre las fallas de la unidad debido al mal uso o negligencia por parte del dueño o por el uso y desgaste normal. La garantía no se aplica a componentes no durables que están sujetos a un desgaste normal y que necesitan reemplazarse periódicamente.

Guarde estas instrucciones!

Humidificateurs Pédiatriques Ultrasoniques à Vapeur Froide

ELLIE L'ÉLÉPHANT • PUDDLES LE COCHONNET • DAVY LE CANETON

INSTRUCTIONS

TABLE DES MATIÈRES




1. Introduction	Page 16
2. Identification du Produit	Page 17
3. Mises en garde Importantes et Consignes de Sécurité	Page 18
4. Utilisation	Page 19
5. Nettoyage et Entretien	Page 19
6. Dépannage	Page 21
7. Caractéristiques Techniques	Page 21
8. Garantie	Page 22

1. INTRODUCTION

Félicitations pour votre acquisition d'un humidificateur pédiatrique ultrasonique Drive Medical.

Vous devriez toujours utiliser de l'eau refroidie. L'eau distillée est recommandé pour de meilleurs résultats. Nettoyez le transducteur, le réservoir d'eau et la base une fois par semaine. Remplacez l'eau du réservoir fréquemment pour maintenir l'appareil propre. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, ne laissez pas d'eau dans le réservoir. Nettoyez toutes les pièces conformément aux instructions de la section 5 avant de l'entreposer dans son emballage original.

2. IDENTIFICATION DU PRODUIT



3. MISES EN GARDE IMPORTANTES ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas trop remplir le réservoir. Ceci pourrait causer des fuites et / ou des dommages.
- Tenez toujours le réservoir avec vos deux mains.
- Ne transportez pas un réservoir plein en le tenant par la poignée.

Mises en garde concernant l'utilisation

1. N'ajoutez pas d'eau à plus de 104°F/ 40°C dans le réservoir afin d'éviter de décolorer ou de déformer les pièces.
2. Éviter de faire pénétrer dans l'appareil de l'eau du diffuseur de brume. Essuyez l'eau sur les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon sec.
3. Lorsque la température de la pièce est inférieure à 32°F/ 0°C, veuillez vider le réservoir. L'eau glacée peut endommager les composants.
4. Ne placez pas de métal, de produits chimiques ni de détergents dans le réservoir d'eau, car ceci peut nuire à la production de brume.
5. Ne pas ajouter ne importe quel médicament, sel, ou des huiles essentielles dans le réservoir d'eau.
6. Lorsqu'il y a trop d'eau dans le réservoir d'eau, évitez de bousculer l'appareil, car l'eau pourrait se déverser dans l'appareil et l'endommager.
7. Ne placez pas l'appareil sous un éclairage intense ni devant une source d'air chaud.
8. Maintenez-le éloigné des meubles et des appareils électriques.
9. N'ajoutez pas d'eau directement dans le réservoir d'eau pendant encore fixé à la base ou dans le canal de la bouche de diffusion.
10. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le et videz toute l'eau du réservoir.
11. Ne videz jamais l'eau résiduelle du réservoir sans d'abord couper l'alimentation électrique sans quoi le transducteur grillera instantanément.
12. Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil peut fonctionner continuellement pendant pour jusqu'à 10 à 12 heures sans remplissage.

Mises en garde concernant la sécurité

1. Ne mettez pas l'appareil sous tension avec les mains mouillées, car vous risquez de subir une décharge électrique.
2. En cas de problème, coupez l'alimentation de l'appareil.
3. Toucher au transducteur lorsque l'appareil fonctionne peut causer de la douleur.
4. Ne démontez pas l'appareil sans l'avoir d'abord débranché, sans quoi vous risquez de subir une décharge électrique.
5. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation sans autorisation préalable.

4. UTILISATION

1. Placez l'humidificateur sur une surface horizontale appropriée.
2. Soulevez et tournez le réservoir d'eau pour le retirer. Dévissez le couvercle du réservoir et remplissez le réservoir d'eau refroidie. L'eau distillée est recommandé pour de meilleurs résultats. Revissez bien le couvercle du réservoir afin d'éviter les déversements, et remplacez le réservoir sur sa base dans l'humidificateur.
3. Branchez le bloc d'alimentation et mettez l'appareil en marche. Les témoins lumineux d'humidification s'illumineront.
4. L'humidificateur ne possède pas de réglage de taux d'humidité – le taux d'humidité de la pièce est évalué automatiquement.
5. Lorsqu'il ne reste plus d'eau dans le réservoir, un dispositif de sécurité interrompt la production de brume. La buse cesse alors d'émettre de la brume et le témoin de réservoir vide s'illumine (deux couleurs sur le même témoin). Pour remettre l'appareil en marche, mettez-le d'abord hors tension et débranchez l'alimentation électrique. Ajoutez de l'eau dans le réservoir et réinstallez-le dans l'appareil. Rebranchez l'appareil et réglez l'intensité de la production de brume.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est important de maintenir propre votre humidificateur ultrasonique à brume fraîche. Le nettoyage et la désinfection périodique de l'appareil permettent de maintenir son niveau de performance.

IMPORTANT: Ne laissez pas d'eau dans le réservoir lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil car cela pourrait favoriser le développement de dépôts calcaires et de bactéries qui pourraient nuire à la performance de l'appareil et réduire sa durée de vie. Il peut se produire un développement bactérien dans l'eau laissée trop longtemps dans le réservoir.

Entretien Quotidien

1. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant de le nettoyer.
2. Videz l'eau du réservoir et du bac tous les jours.
3. Nettoyez et asséchez le bac à l'aide d'un chiffon sec ou d'un chiffon de papier.
4. Réinstallez le réservoir.

Entretien Hebdomadaire

1. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant de le nettoyer.
2. Empty water from the water tank and water basin.
3. Mettre environ 2 litres (0,5 gal) d'eau tiède dans le réservoir. Ajoutez 30 ml (2 cu. à soupe) de vinaigre blanc. Brassez vigoureusement et laissez reposer pendant 20 à 30 minutes. Brassez vigoureusement encore une fois et videz le réservoir. Rincez bien le réservoir avant de vous en servir de nouveau.
4. Préparez une solution semblable d'eau et de vinaigre et versez-la dans le bac. Laissez reposer pendant 20 à 30 minutes et videz le bac. Rincez le bac manuellement. Asséchez le bac à l'aide d'un chiffon doux.
5. Essuyez les surfaces extérieures, le réservoir et le bac à l'aide d'un chiffon doux et sec.

AVERTISSEMENT: Ne submergez jamais et ne mettez jamais la base de l'appareil dans l'eau.

Entretien de Fin de Saison et Entreposage de L'humidificateur

1. Toujours mettre l'appareil hors tension et le débrancher avant de le nettoyer.
2. Videz l'eau du réservoir et du bac.
3. Désinfectez le réservoir et le bac en suivant les instructions de l'entretien hebdomadaire.
4. Assurez-vous que le réservoir est parfaitement asséché, à l'air libre, sans son couvercle.
5. Assurez-vous que le réservoir et le bac sont parfaitement asséchés avant l'entreposage. Entrez l'humidificateur dans un endroit sec et frais. Ne l'entrez pas dans un endroit où il serait exposé aux rayons directs du soleil.
6. Ne placez rien de lourd sur l'humidificateur pendant l'entreposage afin de ne pas l'endommager.

6. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Témoin éteint, pas d'air, pas de buée	• Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché. • L'interrupteur n'est pas en position de marche. • Le niveau d'eau dans le bac à eau est trop élevé ou trop bas.	• Branchez le cordon d'alimentation correctement. • Mettez l'interrupteur en position de marche. • Ajustez le niveau de l'eau. • Vérifiez ajustement correct entre le réservoir et la base de l'eau.
Témoin allumé, présence d'air, pas de production de buée	• Le réservoir d'eau est vide. • Le bouton d'humidité constante automatique est activé. • Le bouton d'humidité constante automatique est activé.	• Remplissez le réservoir d'eau. • Tournez le bouton d'humidité constante automatique dans le sens horaire. • Maintenez le capuchon de la flotte de niveau d'eau enfoncé.
Buée odorante	• Appareil neuf. • L'eau du réservoir n'est pas propre.	• Ouvrez le réservoir d'eau. • Placez-le à l'ombre pendant 12 heures. • Nettoyez ou remplacez le réservoir d'eau.
Peu de buée	• Un dépôt se forme sur le transducteur. • Un dépôt se forme sur le transducteur.	• Nettoyez le transducteur. • Remplacer l'eau par de l'eau propre.

7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	MQ2200	MQ2300	MQ2400
Voltage	110V/ 60Hz	110V/ 60Hz	110V/ 60Hz
Puissance	25W	25W	25W
Humidité	~300 ml/H	~300 ml/H	~300 ml/H
Réservoir d'eau	3,7 L (1 Gal)	3,2 L (0,85 Gal)	3,2 L (0,85 Gal)
Capacité (pièce)	Jusqu'à 30 m ² (325 pi ²)	Jusqu'à 30 m ² (325 pi ²)	Jusqu'à 30 m ² (325 pi ²)

8. GARANTIE

Votre produit Drive est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un à compter de la date d'achat par l'acheteur-utilisateur original.

Cet appareil a été fabriqué suivant les normes les plus élevées et a été inspecté minutieusement avant d'être expédié. Cette garantie témoigne de la confiance que nous mettons dans la fabrication et les matériaux de nos produits et notre conviction que qu'il vous donnera des années de service fiable.

Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à un usage abusif ou à la négligence de l'utilisateur, ni à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces dont l'usure est prévue, qui s'usent normalement et doivent être périodiquement remplacés.

Conservez ces instructions!



Drive Medical
99 Seaview Boulevard
Port Washington, NY 11040

t: (877) 224-0946
f: (516) 996-4601

www.drivemedical.com